

ISolate

Catalog No. 99264    12 x 6 mL, 2 x 50 mL, 2 x 100 mL

Ready to Use Density Gradient Medium at Two Concentrations

REFERENCES

Adaniya GK, Jackson KV: *Comparison of Percoll® and ISolate in the Preparation of Semen for use in Assisted Reproductive Technologies*. 53rd Annual Meeting of the American Society for Reproductive Medicine, Cincinnati, Ohio; 0-113, 1997.

Tarchala SM, Fahy MM, Hauserman HM, Kallmann K, Volentine K, Radwanska E, Binor Z, Molo MW, Rawlins RG: *ISolate As a New Method of Sperm Separation*. 53rd Annual Meeting of the American Society for Reproductive Medicine, Cincinnati, Ohio; P-116, 1998.

Miller, KF; Fry KL, Arciaga RL, Falcone T: *Semen preparation for in-vitro fertilization using ISolate results in sperm recovery, fertilization and pregnancy outcomes that are indistinguishable from those obtained with Percoll®*. 14th Embryology, Goteborg, Sweden; P-116, 1998.

Tarchala SM, Volentine KK, Rawlins RG: *A comparison of sperm processing using ISolate and Pure Sperm™*. 14th Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology, Goteborg, Sweden; R-041, 1998.

REF

LOT

STERILE A



Expiration:  
Year - Month - Day



Caution, consult accompanying documents



Consult instructions for use



Storage Temperature  
2-8°C



Do not sterilize



Do not re-use



Do not use if package is damaged



Manufacturer



U.S. Caution: Federal law restricts this device to sale by or on the order of a licensed healthcare practitioner.



CE Mark



Emergo Europe - Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem  
The Netherlands

Glossary of Symbols\*:

Catalog Number

Lot Number

Sterilized using aseptic processing techniques (filtration)

Expiration:  
Year - Month - Day

Caution, consult accompanying documents

Consult instructions for use

Storage Temperature  
2-8°C

Do not sterilize

Do not re-use

Do not use if package is damaged

Manufacturer

U.S. Caution: Federal law restricts this device to sale by or on the order of a licensed healthcare practitioner.

CE Mark

Emergo Europe - Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem  
The Netherlands

\*Symbol Reference - EN ISO 15223-1, Medical devices – Symbols to be used with medical device labels, labeling.

ENGLISH

EU Caution: For Professional Use Only.

INDICATION FOR USE:  
ISolate is intended for assisted reproductive procedures that involve the manipulation of human sperm. ISolate is intended for the separation of the motile fraction of sperm from seminal fluid.

DEVICE DESCRIPTION  
ISolate is a density gradient medium designed to separate the motile fraction of sperm from seminal fluid. As a two layer gradient system, it effectively reduces cellular contaminants such as dead sperm, white blood cells and miscellaneous debris. The resulting sample contains predominantly motile sperm.

COMPOSITION

Salts and Ions

Sodium Chloride

Potassium Chloride

Magnesium Sulfate

Potassium Phosphate

Calcium Chloride

Buffer

Sodium Bicarbonate

HEPES

Energy Substrate

Glucose

Sodium Pyruvate

Sodium Lactate

Other

Colloidal Suspension of Silica

Particles

Note: The quality of the sperm sample should be evaluated and taken into consideration when determining the proper centrifugation speed and time. These should be adjusted according to the individual specimen quality for optimization of the procedure.

6. Using a new sterile pipette, add 2.0 - 3.0 mL of appropriate washing medium such as Sperm Washing Medium (Catalog #9983) or Modified HTF (Catalog #90126) with protein supplementation. Resuspend the isolated pellet. Centrifuge (~200xg) for 8 -10 minutes and remove the supernatant. Repeat this step for a second wash. Discard the supernatant and resuspend the pellet using a suitable volume of appropriate medium. The sample is now ready for analysis.

For additional details on the use of these products, each laboratory should consult its own laboratory procedures and protocols which have been specifically developed and optimized for your individual medical program.

STORAGE INSTRUCTIONS AND STABILITY

Store the unopened containers refrigerated at 2° to 8°C.

Warm to ambient or incubator (37°C) temperature prior to use.

Do not freeze or expose to high temperatures.

ISolate is stable until the expiration date shown on the box and bottle labels when stored as directed.

PRECAUTIONS AND WARNINGS

This device is intended to be used by staff trained in assisted reproductive procedures. These procedures include the intended application for which this device is intended.

The user facility of this device is responsible for maintaining traceability of the product and must comply with national regulations regarding traceability, where applicable.

ISolate will appear opaque. This is normal for this product. Do not use any vial of medium which shows evidence of particulate matter or contamination (nonuniform cloudiness).

ISolate should be tightly capped when used in a CO<sub>2</sub> incubator to avoid pH changes.

Information on known characteristics and technical factors that could pose a risk if the product were to be re-used have not been identified therefore the product is not to be used following the initial use of the container.

In case of damage, do not use. Please discard or return to Manufacturer for replacement.

DIRECTIONS FOR USE

Catalog #99264 - READY TO USE COLLOIDAL SILICA AT TWO CONCENTRATIONS (50% and 90%)

A. Materials Suggested:  
ISolate  
• FUJIFILM Irvine Scientific, Inc. Catalog #99264 (6 mL, 50 mL or 100 mL vial kit)  
Sperm Washing Medium  
• FUJIFILM Irvine Scientific, Inc. Catalog #9983  
Centrifuge  
• FUJIFILM Irvine Scientific, Inc. Catalog #IS-300  
Sterile, disposable conical centrifuge tubes  
Pasteur Pipettes, sterile  
Incubator, 37°C

B. Gradient Preparation:  
No preliminary dilutions are necessary. Each vial of upper and lower layer gradient is ready for use. Continue to GENERAL PROCEDURE section of product insert.

GENERAL PROCEDURE

The following is a general procedure for a two-step gradient separation of motile sperm from semen. The volume and concentration can be modified to meet each laboratory's preference (i.e. mini-gradient, cryopreserved semen, three-layer gradient).

1. Bring all media components to room temperature or 37°C.

2. Using a sterile pipette, transfer 1.5 - 2.0 mL of the "LOWER LAYER" into a sterile, disposable, conical centrifuge tube.

3. Using a new sterile pipette, transfer an equal volume of "UPPER LAYER" on top of the "LOWER LAYER". This is done by contacting the surface of the "LOWER LAYER" at the side of the tube with the tip of the pipette. Carefully dispense the "UPPER LAYER" by spiraling the pipette tip around the circumference of the tube in an upward motion as the level of the "UPPER LAYER" rises.

4. Gently place 1.5 - 2.0 mL of liquefied semen onto the "UPPER LAYER" using a new sterile pipette.

5. Centrifuge for 10-20 minutes at approximately 200 - 300 x g.\* Carefully expose the pellet by either aspirating off the "UPPER" and "LOWER LAYERS", or directly removing the pellet and transferring to a new sterile centrifuge tube.



FUJIFILM Irvine Scientific, Inc.

2511 Daimler Street, Santa Ana, California 92705-5588 USA

Telephone: 1 949 261 7800 • 1 800 437 5706 • Fax: 1 949 261 6522 • [www.irvinesci.com](http://www.irvinesci.com)

© 2023 FUJIFILM Irvine Scientific Inc. All rights reserved. The FUJIFILM Irvine Scientific logo and ISolate are trademarks of FUJIFILM Irvine Scientific, Inc. in various jurisdictions. All other trademarks are the property of their respective owners.

PN 40558 Rev.15

Effective Date: 31-JUL-2023











|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SVENSKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |
| <b>EU – Obs!</b> Endast för professionellt bruk                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |
| <b>INDIKATIONER</b><br>ISolate är avsett för användning vid procedurer för assisterad befruktning som involverar manipulering av humana spermier. ISolate är avsett för att separera den motila spermiefractionen från sädesvätska.                                                                                                                           |                                                                                                                                   |
| <b>PRODUKTBESKRIVNING</b><br>ISolate är ett densitetsgradientmedium framtaget för att separera den motila spermiefractionen från sädesvätska. Detta gradientsystem med två skikt minskar effektivt förekomsten av cellulära kontaminanter, såsom döda spermier, leukocyter och annat skräp. Det resulterande provet innehåller huvudsakligen motila spermier. |                                                                                                                                   |
| <b>SAMMANFATTNING</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |
| <b>Salter och ioner</b><br>Natriumklorid<br>Kaliumklorid<br>Magnesiumsulfat<br>Kaliumfosfat<br>Kalciumklorid                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Energisubstrat</b><br>Glukos<br>Natriumpyruvat<br>Natriumlaktat<br><br><b>Övrigt</b><br>Kolloidal suspension av kiselpartiklar |
| <b>Buffer</b><br>Natriumbikarbonat<br>HEPES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |

**KVALITETSSÄKRING**  
ISolate är en membranfiltrerad, aseptiskt bearbetad kolloidal suspension av kiselpartiklar stabiliserade med kovalent bundet hydrofilt silan i HEPES-buffrad HTF. Sterilitetsnivån (SAL, sterility assurance level) är 10<sup>-3</sup>. ISolate har testats med pyrogentest på kanin och befunnits negativt för pyrogener.

**BRUKSANVISNING**  
**Katalognr 99264 – KOLLOIDAL KISELDIOXID, FÄRDIG ATT ANVÄNDA, I TVÅ KONCENTRATIONER** (50 % och 90 %)  
A. Rekommenderat material:  
ISolate  
• FUJIFILM Irvine Scientific, Inc. katalognr 99264 (ampulsats med 6 ml, 50 ml eller 100 ml)  
Sperm Washing Medium  
• FUJIFILM Irvine Scientific, Inc. katalognr 9983  
Centrifug  
• FUJIFILM Irvine Scientific, Inc. katalognr IS-300  
Sterila, konformade centrifugrör för engångsbruk  
Pasteur-pipetter, sterila  
Inkubator, 37 °C

B. Gradientberedning:  
Inga förspädningar krävs. Varje ampull med topp- och bottensiktsgradient är färdig att användas. Fortsätt till avsnittetALLMÄNT FÖRFARANDEi produktens bipacksedel.

**ALLMÄNT FÖRFARANDE**  
Nedan beskrivs ett allmänt förfarande för en tvästegs-gradientseparation av motila spermier från sädesvätska. Volymen och koncentrationen kan modifieras för att uppfylla det enskilda laboratoriets preferenser (dvs. minigradient, kryopreserverad sperma, tresiktsgradient).

- Låt alla mediekomponenter uppnå rumstemperatur eller 37 °C.
- Använd en steril pipett och överför 1,5–2,0 ml av "BOTTENSKIKTET" till ett sterilt, konformat centrifugrör för engångsbruk.
- Använd en ny steril pipett och överför en lika stor volym "TOPPSKIKT" ovanpå "BOTTENSKIKTET". Detta görs genom att vidröra ytan på "BOTTENSKIKTET" vid röret sida med pipettspetsen. Dispensera omsorgsfullt "TOPPSKIKTET" genom att vrida pipettspetsen i spiral runt rörets omkrets i en upptriktad rörelse efterhand som "TOPPSKIKT"-nivån stiger.
- Placera försiktigt 1,5–2,0 ml likviferad sperma ovanpå "TOPPSKIKTET" med användning av en ny, steril pipett.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EESTI KEEL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |
| <b>ELi hoiatus:</b> üksnes kutealaseks kasutamiseks.                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |
| <b>NÄIDUSTUS KASUTAMISEKS</b><br>ISolate on mõeldud abistatud viljastamisprotseduurideks, mis hõlmavad inimsperma manipulatsiooni. ISolate on mõeldud sperma liikuva osa eraldamiseks seemnevedelikust.                                                                                                                   |                                                                                                                           |
| <b>SEADME KIRJELDUS</b><br>ISolate on tihedusgradiendi süöde, mis on loodud sperma liikuva osa eraldamiseks seemnevedelikust. Kahekihilise gradiendisüsteemina vähendab see tõhusalt raku saasteaineid, nagu surunud spermat, valgeid vereliblesid ja muid jätmeid. Saadud proov sisaldab enamasti liikuvaid seemnerakke. |                                                                                                                           |
| <b>KOOSTIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| <b>Soolad ja ioonid</b><br>Naatriumkloriid<br>Kaaliumpkloriid<br>Magneesiumsulfaat<br>Kaaliumpfosfaat<br>Kaltsiumkloriid                                                                                                                                                                                                  | <b>Energia substraat</b><br>Glükoos<br>Naatriumpüruvaat<br>Naatriumlaktaat<br><br><b>Muu</b><br>Räniosakeste kolloidlahus |
| <b>Puhver</b><br>Naatriumvesinikkarbonaat<br>HEPES                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |

**KVALITEEDI TAGAMINE**  
ISolate on membraanfiltrreitud, aseptiliselt töödeldud kolloidlahus rändioksiidi osakestest, mis on stabiliseeritud kovalentselt seotud hüdrofiilise silaaniga HEPES-puhverdatud inimese munajuhavedelikus. Steriilsuse tagamise tase (SAL) on 10<sup>-3</sup>. ISolate'i on katsetatud ja selle tulemus pürogeenide suhtes oli küüliku pürogeenide katse järgi negatiivne.

**KASUTUSJUHE**  
**Katalogi nr 99264 – KASUTUSVALMIS KOLLOIDRÄNI KASUTAMISEKS KAHES KONTSENTRATSIIOONIS (50% ja 90%)**  
A. Soovitavavad materjalid  
ISolate  
• FUJIFILM Irvine Scientific, Inc-i kataloogi nr 99264 (6 ml, 50 ml või 100 ml viaali komplekt)  
Kultuurisööde Sperm Washing Medium  
• FUJIFILM Irvine Scientific, Inc-i kataloogi nr 9983  
Tsentrifuug  
• FUJIFILM Irvine Scientific, Inc-i kataloogi nr IS-300  
Sterilised ühekordsed koonilised tsentrifuugikatsutid  
Pasteuri pipetid, sterilised  
Inkubaator, 37 °C

B. Gradiendi ettevalmistamine  
Ettevalmistavad lahjendused pole vajalikud. Kõik ülemise ja alumise kihi gradiendi viaalid on kasutusvalmis. Jätkake toote infolehe jaotisega ÜLDPROTSEDUUR.

**ÜLDPROTSEDUUR**  
Järgnev on üldprotseduur liikuva sperma eraldamiseks seemnevedelikust kaheetapilise gradiendiga. Mahtu ja kontsentratsiooni saab iga labori eelistustele vastamiseks muuta (st minigradient, külmsäilitatud sperma, kolmekihiline gradient).

- Tooge kõik süöte komponendid toatemperatuurile või 37 °C juurde.
- Viige steriilse pipeti abil 1,5–2,0 ml ALUMISEST KIHIST steriilsesse ühekordsesse koonilisse tsentrifuugikatsutisse.
- Viige uue steriilse pipetiga võrdne kogus ÜLEMISEST KIHIST ALUMISELE KIHILE. Seda tehakse, viies ALUMISE KIHIl gradiendi viaalid kokku pipeti otsaga. Vabastage ettevaatlikult ÜLEMINE KIHIT, keerates pipeti otsa ülespoole liikudes ümber katsuti, samal ajal kui ÜLEMISE KIHIl tase tõuseb.
- Asetage uue steriilse pipetiga 1,5–2,0 ml veeldatud spermat ÜLEMISELE KIHILE.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MAGYAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |
| <b>EU figyelmeztetés:</b> Kizárólag professzionális felhasználásra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |
| <b>FELHASZNÁLÁSI JAVALLATOK</b><br>Az ISolate az emberi spermával végzett műveleteket magukba foglaló asszisztált reprodukciós eljárásokhoz tervezték. Az ISolate a sperma mozgásra képes frakciójának a magfolyadéktól való elválasztására szolgál.                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |
| <b>TERMÉKISMERTETÉS</b><br>Az ISolate egy sűrűséggradiens-közeg, amelyet a sperma mozgásra képes frakciójának a magfolyadéktól való elválasztására terveztek. Kétfázisú gradiensrendszerként hatékonyan csökkentik az olyan sejtes szennyeződésekét, mint az elhalt spermiumok, fehérvérsejtek és egyéb szövet törmelékek. A kapott minta elsősorban mozgásra képes spermát tartalmaz. |                                                                                                                                          |
| <b>ÖSSZETÉTEL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |
| <b>Sók és ionok</b><br>Nátrium-klorid<br>Kálium-klorid<br>Magnezium-szulfát<br>Kálium-foszfát<br>Kalcium-klorid                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Energiaszubsztrát</b><br>Glükóz<br>Nátrium-piruvát<br>Nátrium-laktát<br><br><b>Egyéb</b><br>Szilícium-dioxid részecskék kolloidoldata |
| <b>Puffer</b><br>Nátrium-bikarbonát<br>HEPES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |

**MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS**  
Az ISolate HEPES-sel pufferealt HTF-ben kovalens kötésű hidrofil szilánnal stabilizált szilícium-dioxid részecskék membránszűrű, aseptikusan feldolgozott kolloiduszuszpenziója. A sterilitás megbízhatósági szintje (sterility assurance level, SAL) 10<sup>-3</sup>. Az ISolate-et nyulakon végzett pirogéntesztel vizsgálták pirogénekre, és negatívnak bizonyult.

**HASZNÁLATI UTASÍTÁS**  
**Katalógusszám: 99264 – HASZNÁLATRA KÉSZ KOLLOID SZILÍCIUM-DIOXID KÉT KONCENTRÁCIÓBAN (50% és 90%)**  
A. Javasolt anyagok:  
ISolate  
• FUJIFILM Irvine Scientific, Inc. Katalógusszám: 99264 (6 ml-es, 50 ml-es vagy 100 ml-es flakészlet)  
Sperm Washing Medium  
• FUJIFILM Irvine Scientific, Inc. Katalógusszám: 9983  
Centrifuga  
• FUJIFILM Irvine Scientific, Inc. Katalógusszám: IS-300  
Steril, egyszer használatos kúpos centrifugacsövek  
Steril Pasteur-pipetták  
Inkubátor, 37 °C

B. Gradiens elkészítése:  
Előzetes hígítások nem szükségesek. A felső és alsó gradiensrétegek minden fliajára felhasználásra kész állapotú. Folytassa a termékleírás ÁLTALÁNOS ELJÁRÁS szakaszában leírtak szerint.

**ÁLTALÁNOS ELJÁRÁS**  
A mozgásra képes himivarsejtek ondófolydáéktól történő elválasztásának kétlépéses általános eljárása a következő. A térfogat és a koncentráció módosítható, hogy megfeleljenek az egyes laboratóriumok preferenciájának (azaz minigradiens, kriotartósított ondó, háromréteges gradiens).

- Melegítse valamennyi közegkomponenst szobahőmérsékletre vagy 37 °C-ra.
- Steril pipetta használatával vigyen át az „ALSÓ RÉTEG” jelölésüől 1,5–2,0 ml-t egy steríl, egyszer használatos kúpos centrifugacsőbe.
- Egy új, steríl pipetta használatával vigyen át a „FELSŐ RÉTEG” jelölésüől azonos térfogatot az „ALSÓ RÉTEG” tetejére. Ezt legkönnyebben úgy teheti meg, hogy az „ALSÓ RÉTEG” felszínéhez érinti a pipetta hegyét a cső oldalánál. Óvatosan adagolja a „FELSŐ RÉTEG” jelölésút a cső kerülete mentén spirálvonalban, felfelé irányuló mozgással haladva, annak megfelelően, ahogyan a „FELSŐ RÉTEG” emelkedik.

- Egy új, steríl pipetta használatával óvatosan helyezzen el 1,5–2,0 ml elfolyósított ondót a „FELSŐ RÉTEG” jelölésün.
- Centrifugálja 10–20 percig körülbelül 200–300 × g-vel.\* Óvatosan tegye hozzáférhetővé a pelletet a „FELSŐ” és az „ALSÓ RÉTEG” leszívátásához vagy a pellet közvetlen eltávolításával és új, steríl centrifugacsőbe való átvitelével.

*Megjegyzés: A spermaminta minőségét értékelni kell, és figyelembe kell venni, amikor a megfelelő centrifugálási sebesség és idő meghatározásakor. Ezeket az egyéni minta minősége szerint az eljárás optimalizálása érdekében módosítani kell.*

- Egy új, steríl pipetta használatával adjon hozzá 2,0–3,0 ml megfelelő mosóközeget, mint amilyen a Sperm Washing Medium (katalógusszám: 9983) vagy a Modified HTF (katalógusszám: 90126) fehérjepótlással. Ismételten szuszpendálja fel az izolált pelletet. Centrifugálja 8–10 percig (~200 × g-vel), és távolítsa el a felülúszó folyadékok. Egy második mosással ismételje meg ezt a lépést. Dobja ki a felülúszó folyadékok, és szuszpendálja újra a pelletet megfelelő közeg alkalmas térfogatát használva. A minta most már készen áll az analízishez.

A termékek használatára vonatkozó további részletekért minden laboratóriumnak a saját laboratórium eljáráseit és protokolljait kell figyelembe vennie, amelyeket specifikusan a saját orvosi programjukhoz hoztak létre és optimalizáltak.

**TÁROLÁSI UTASÍTÁSOK ÉS STABILITÁS**  
Tárolja a felbontatlan tárolóedényeket hűtve, 2 °C és 8 °C között.

Felhasználás előtt melegítse szobahőmérsékletre vagy inkubátor-hőmérsékletre (37 °C).

Ne fagyassza le és ne tegye magas hőmérsékleteknek.

Az ISolate a dobozon és az üveg címkéjén látható lejárati idő előtt stabil marad, ha az utasításoknak megfelelően tárolják.

**ÖVINTÉZKEDÉSEK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK**  
Ezt a terméket az asszisztált reprodukciós eljárásokban képzett személyzet általi felhasználásra szánták. Ezen eljárások közé tartozik az az alkalmazás is, amelyre ezt a terméket szánták.

A terméket használó intézmény felelős a termék nyomon követhetőségének fenntartásáért, és be kell tartania a nyomon követhetőségre vonatkozó országos előírásokat, ha vannak ilyenek.

Az ISolate külleme áttetsző. Ez ennél a terméknl normális. Ne használja a közeg olyan fliaját, amely részecskék jelenlétét vagy szennyeződést (nem egyenletes zavarosságot) mutat.

A pH-változások elkerülése érdekében az ISolate-et szorosan le kell zární, amikor CO<sub>2</sub>-inkubátorban használják.

A termék azon ismert tulajdonságaira és technikai tényezőire vonatkozó adatok felmérése nem történt meg, amelyek ismételt használat esetén kockázatot jelenthetnének, ezért a termék nem használható a tárolóedény első használatát követően.

Sérülést mutató termék esetén ne használja fel! Kérjük, dobja ki, vagy cseré érdekében küldje vissza a gyártónak.







## SLOVENŠČINA

**Opozorilo za EU:** Samo za profesionalno uporabo.

### INDIKACIJE ZA UPORABO

Izdelek ISolate je namenjen za uporabo v postopkih asistiranje reprodukcije, ki vključujejo manipulacijo človeške sperme. ISolate je namenjen ločevanju gibljive frakcije sperme od semenske tekočine.

### OPIS PRIPOMOČKA

ISolate je medij z gostotnim gradientom, zasnovan za ločevanje gibljive frakcije sperme od semenske tekočine. Kot dvoplastni gradientni sistem učinkovito zmanjšuje prisotnost celičnih kontaminantov, kot so mrtve semenčice, bele krvne celice in razni ostanki. Pridobljeni vzorec vsebuje pretežno gibljive semenčice.

### SESTAVA

| <u>Soli in ioni</u> | <u>Energijski substrat</u>                       |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| Natrijev klorid     | Glukoza                                          |
| Kalijev klorid      | Natrijev piruvat                                 |
| Magnezijev sulfat   | Natrijev laktat                                  |
| Kalijev fosfat      | <u>Drugo</u>                                     |
| Kalcijev klorid     | Koloidna suspenzija delcev silicijevega dioksida |
| <u>Pufer</u>        |                                                  |
| Natrijev bikarbonat |                                                  |
| HEPES               |                                                  |

### ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

ISolate je membransko filtrirana, aseptično obdelana koloidna suspenzija delcev silicijevega dioksida, stabilizirana s kovalentno vezanim hidrofilnim silanom v jajcevodni tekočini (HTF), pufrani s pufrom HEPES. Raven zagotavljanja sterilnosti (SAL) je  $10^{-3}$ . Izdelek ISolate se je pri testiranju pirogenosti pri kuncih izkazal za negativnega za pirogene.

### NAVODILA ZA UPORABO

**Kataloška št. 99264 – KOLOIDNI SILICIJEV DIOKSID V DVEH KONCENTRACIJAH (50 % in 90 %), PRIPRAVLJEN ZA UPORABO**

A. Predlagani materiali:

- ISolate
- FUJIFILM Irvine Scientific, Inc., kataloška št. 99264 (komplet vial po 6 ml, 50 ml ali 100 ml)
- Sperm Washing Medium
- FUJIFILM Irvine Scientific, Inc., kataloška št. 9983
- Centrifuga
- FUJIFILM Irvine Scientific, Inc., kataloška št. IS-300
- Sterilne, konične, centrifugirne epruvete za enkratno uporabo
- Pasteurjeve pipete, sterilne
- Inkubator, 37 °C

B. Priprava gradienta:

Predhodno redčenje ni potrebno. Vsaka viala gradienta zgornje in spodnje plasti je že pripravljena za uporabo. Nadaljujte z razdelkom SPLOŠNI POSTOPEK v teh navodilih za uporabo izdelka.

### SPLOŠNI POSTOPEK

V nadaljevanju je opisan splošni postopek dvostopenjskega gradientnega ločevanja gibljivih semenčic od sperme. Volumen in koncentracija se lahko prilagodita zahtevam posameznega laboratorija (npr. mini gradient, krioprezervirana sperma, triplastni gradient).

- Poskrbite, da bodo vse komponente medija ogrete na sobno temperaturo ali 37 °C.
- S sterilno pipeto prenesite 1,5–2,0 ml »SPODNJE PLASTI« v sterilno, konično, centrifugirno epruveto za enkratno uporabo.
- Z novo sterilno pipeto prenesite enak volumen »ZGORNJE PLASTI« na vrh »SPODNJE PLASTI«. To naredite tako, da se s konico pipete dotaknete površine »SPODNJE PLASTI« ob strani epruvete. Previdno iztisnite »ZGORNJO PLAST« tako, da konico pipete premikate v obliki spirale navzgor okoli notranjega roba epruvete, medtem ko se raven »ZGORNJE PLASTI« dviga.
- Z novo sterilno pipeto previdno nanesite 1,5–2,0 ml utekočinjene sperme na »ZGORNJO PLAST«.

- Centrifugirajte 10–20 minut pri približno 200–300 x g.\* Previdno izpostavite usedlino tako, da z aspiracijo odstranite »ZGORNJO« in »SPODNJO PLAST« ali da neposredno odstranite usedlino in jo prenesete v novo sterilno centrifugirno epruveto.

*Opomba: Kakovost vzorca sperme je treba oceniti in upoštevati pri izbiri ustrezne hitrosti in trajanja centrifugiranja. Za optimizacijo postopka je treba hitrost in trajanje centrifugiranja prilagoditi glede na kakovost posameznega vzorca.*

- Z novo sterilno pipeto dodajte 2,0–3,0 ml ustreznega medija za spiranje, kot sta medij Sperm Washing Medium (kataloška št. 9983) ali Modified HTF (kataloška št. 90126) z dodanimi beljakovinami. Izolirano usedlino ponovno suspendirajte. Centrifugirajte (~200 x g) 8–10 minut in odstranite supernatant. To ponovite še za drugi korak spiranja. Supernatant zavrzite in usedlino ponovno suspendirajte z ustreznim volumnom ustreznega medija. Vzorec je zdaj pripravljen za analizo.

Dodatne podrobnosti o uporabi teh izdelkov določajo notranji laboratorijski postopki in protokoli vsakega laboratorija, ki so bili posebej razviti in optimizirani za zadevni medicinski program.

### NAVODILA ZA SHRANJEVANJE IN STABILNOST

Neodprte vsebnike shranjujte v hladilniku pri temperaturi od 2 do 8 °C.

Pred uporabo segrejte na sobno temperaturo ali temperaturo inkubatorja (37 °C).

Ne zamrzujte in ne izpostavljajte visokim temperaturam.

Če se izdelek ISolate shrani po navodilih, je stabilen do datuma izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli in nalepkah steklenic.

### PREVIDNOSTNI UKREPI IN OPOZORILA

Ta pripomoček sme uporabljati samo osebe, ki je usposobljeno za postopke asistiranje reprodukcije. Ti postopki vključujejo predvideno uporabo, za katero je ta pripomoček zasnovan.

Ustanova, v kateri dela uporabnik tega pripomočka, je odgovorna za vzdrževanje sledljivosti izdelka in mora upoštevati nacionalne predpise glede sledljivosti, kjer je to ustrezno.

Izdelek ISolate je videti neprosojen. To je normalno. Ne uporabite nobene vial e z medijem, v kateri opazite delce ali znake kontaminacije (neenakomerna motnost).

Izdelek ISolate mora biti dobro zaprt, kadar se uporablja v CO<sub>2</sub>-inkubatorju, da se prepreči spremembe vrednosti pH.

Znane značilnosti in tehnični dejavniki, ki bi pri ponovni uporabi izdelka lahko pomenili tveganje, niso ugotovljeni, zato se izdelek ne sme ponovno uporabiti po prvotni uporabi vsebnika.

Izdelka ne smete uporabiti, če opazite poškodbe. V tem primeru ga zavrzite ali vrnite proizvajalcu, ki ga bo zamenjal.